



Instalación del software para la lectura de tarjetas y dispositivos desde AxónFarma



el valor del conocimiento

Aviso de confidencialidad

La información comprendida en esta presentación es confidencial y pertenece a **DRIMAY CONSULTORES S.L.** Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma queda prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines sin la autorización de **DRIMAY CONSULTORES S.L.**



¿QUÉ NECESITO?

Equipamiento

Ordenador de sobremesa, ordenador portátil

Lector de tarjetas, para una identificación correcta y segura.

Si aplica, un dispositivo compatible con AxónFarma



El lector lee la información del DNI electrónico, y de la tarjeta sanitaria del Servicio Andaluz de Salud

Sistema operativo



Disponibile para ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows 7 o 10.


¿QUÉ NECESITO?

Navegador

Acceso al sistema a través de un navegador web

Acceso a internet

Soporta las versiones estables y últimas de los navegadores Google Chrome y Microsoft Explorer así como Microsoft Edge.



Descarga de Chrome



Descarga de Internet Explorer




Edge incluido en Windows 10

SI HAS UTILIZADO AXONFARMA ANTES

Desinstalar el software anterior

Si has utilizado AxónFarma anteriormente y tenías instalado el software *Drimay Agente para farmacias*, es necesario desinstalar ese programa antes de instalar este nuevo.



Para desinstalar el programa, seguimos lo siguientes pasos en el ordenador:

Inicio > Configuración > Aplicaciones


En el apartado ***Aplicaciones y características*** indicamos en la caja de búsqueda ***Drimay Agente para farmacias***. Seguidamente se clica encima del programa y luego en ***Desinstalar***.

INSTALACIÓN

Descarga


El fichero de instalación hay que descargárselo desde el siguiente enlace:

Descargar



Instalación

En MS Windows




Ejecutar con permisos de administrador el programa descargado:

AxonFarmaAgentInstaller2.0.exe

y seguir los pasos indicados.


PASOS A SEGUIR EN LA INSTALACIÓN



Ejecute el archivo **AxonFarmaAgentInstaller2.0.exe** y realice los siguientes pasos:


1

Seleccione idioma de la instalación




2

Inicie la instalación, clicando en Instalar




3

Espere a que la barra de progreso se haya completado para finalizar la instalación




4

Finalice la instalación, clicando en Finalizar



CONFIGURACIÓN EN AXÓN FARMA



1 Clicar en *Detectar lector*, al acceder a la búsqueda de pacientes. O clicar en el botón para descargar datos de un dispositivo, en la ventana de parámetros.

2 El navegador pregunta qué aplicación utilizar. Seleccione **AxonFarmaAgent2.0**, recomendamos marcar la opción de **abrir/recordar siempre**, para que pueda acceder automáticamente la próxima vez, y se clicla en **abrir/permitir**.

¿Tiene conectado el lector de tarjetas?
Detectar lector



MOZILLA FIREFOX

INTERNET EXPLORER

CHROME

¿Abrir AxonFarmaAgent?

https://test.axonfarma.es quiere abrir esta aplicación.

Abrir siempre este tipo de enlaces en la aplicación asociada

Abrir AxonFarmaAgent

Cancelar

EDGE

¿Quieres cambiar de aplicación?

¿Quieres cambiar de aplicación?

"Microsoft Edge" está intentando abrir "AxonFarmaAgent".

Sí

No

